



PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Masažni pištolj AERIUM Relax - 4 dodataka

TEHNIČKI PARAMETRI

- Napajanje: ugrađena baterija 8,4V
- Punjenje: DC 5V
- Broj dodataka: 4
- Dob: 18+

SERVIS

1. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili uređaj. Za isključivanje uređaja držite ovu tipku.
2. Gumb "Pokreni" omogućuje vam promjenu frekvencije vibracije.
3. Da biste uklonili dodatak, snažno ga izvucite. Da biste stavili dodatak, gurnite ga dovoljnom snagom.
4. Kada puniti uređaj, spojite ga na 5V strujni adapter.
5. Prije prve uporabe puniti proizvod 3 sata.
6. Tijekom punjenja, indikatorska svjetla će treperiti, a nakon završetka punjenja, indikatorska svjetla će stalno svijetliti. Tijekom rada, indikatorska svjetla će pokazivati stupanj prijenosa, na u kojem je uređaj u funkciji.

KORISTITI

Aparat je namijenjen za masaže, opuštanje napetih mišića, bolova u mišićima i zglobovima. Masaža se može izvoditi na gotovo svim dijelovima tijela osim glave, kralježnice, nadlanica i stopala.

INDIKACIJA	KONTRAINDIKACIJA
Bolovi i grčevi u mišićima, poticanje prokrvljenosti mišića, poticanje regeneracije mišića, smanjenje količine mliječne kiseline u mišićima Povećana pokretljivost zglobova	Modrice, aneurizme, otvorene rane Upotreba lijekova za razrjeđivanje krvi Trudnoća Rak Bolesti srca, korištenje srčanih stimulatora

Namjena glava:



U - mišići uz kralježnicu i Ahilova tetiva



Okrugli - univerzalna upotreba za cijelo tijelo



Ravno - leđa, bedra, stražnjica
Omogućuje nježan pritisak



Precizno - omogućuje precizan rad i temeljitu masažu

Pravila za korištenje vibrirajućeg masažera:

- Nemojte masirati jednu mišićnu skupinu duže od 1-2 minute. Izvodite masaže u serijama.
- Dodatak treba odabrati primjereno dijelu tijela koji se masira.
- Masažu treba raditi duž mišića, odozgo prema dolje.
- Nemojte stavljati masažer na kosti.
- Masaža se treba odvijati ravnomjernim pokretima. Ako naiđete na mjesto gdje je posebno potrebna masaža, možete joj dati nešto duže vrijeme.
- Opustite se i duboko dišite tijekom masaže.

UPOZORENJE

1. Proizvod je namijenjen samo odraslim osobama.
2. Prije uporabe pažljivo pročitajte informacije sadržane u priručniku.
3. Držite proizvod izvan dohvata djece.
4. Ne približavajte masažnu glavu kostima i osjetljivim dijelovima tijela.
5. Koristite proizvod na suhoj i čistoj koži. Nemojte masirati preko odjeće.
6. Ako masaža uzrokuje bol, odmah prekinite.
7. Koristite samo ispravno odabrani dodatak.
8. Predugo korištenje masažera ili prejak pritisak može uzrokovati modrice.
9. Masažer držite dalje od kose, prstiju i lica.
10. Nemojte blokirati dovod zraka za hlađenje motora uređaja.
11. Proizvod treba čuvati na suhom mjestu jer ulazak vlage i vode može dovesti do trajnog oštećenja proizvoda.
12. Prije svake uporabe pažljivo provjerite stanje proizvoda. Ako primijetite bilo kakve abnormalnosti, odmah prestanite koristiti proizvod.
13. Nemojte sami popravljati ili modificirati uređaj.
14. Ovaj priručnik sadrži važne informacije, stoga ga sačuvajte za buduću upotrebu.