



Masažni pištolj AERIUM SL-630 - 5 dodataka

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU



Sadržaj paketa

- Pištolj za masažu AERIUM
- Set dodataka za masažu (5 komada)
- USB kabel za punjenje
- Upute za upotrebu

Koristiti

- Povećanje pokretljivosti mišića
- Zagrijavanje prije treninga
- Opuštanje nakon vježbanja
- Masaža napetih mišića
- Poboljšanje cirkulacije krvi
- Smanjenje bolova u zglobovima
- Miofascijalno oslobađanje
- Opuštanje

Tehnički parametri

- Model: AERIUM SL-630
- Dimenzije: 16 cm x 14 cm x 9 cm
- Materijal: ABS
- Upravljačka ploča: dodir
- Kapacitet baterije: 1200 mAh
- Napon punjenja: 5 V
- Radni napon: 7,4 V
- Punjenje: USB C
- Brzina rotacije: 1800-3200 u minuti

Osnovna pravila za korištenje pištolja za masažu

- Nemojte masirati jednu mišićnu skupinu duže od 1-2 minute. Izvodite masaže u serijama.
- Dodatak treba odabrati primjereno dijelu tijela koji se masira.
- Masažu treba raditi duž mišića, odozgo prema dolje.
- Nemojte stavljati masažer na kosti.
- Masaža se treba odvijati ravnomjernim pokretima. Ako naiđete na mjesto gdje je posebno potrebna masaža, možete joj dati nešto duže vrijeme.
- Opustite se i dišite duboko tijekom masaže.

Upozorenje

- Proizvod je namijenjen isključivo odraslim osobama.
- Prije uporabe pažljivo pročitajte informacije sadržane u priručniku.
- Držite proizvod izvan dohvata djece.
- Ne približavajte masažnu glavu kostima i osjetljivim dijelovima tijela.
- Koristite proizvod na suhoj i čistoj koži. Nemojte masirati preko odjeće.
- Ako masaža uzrokuje bol, odmah prekinite.
- Koristite samo odgovarajući dodatak.
- Predugo korištenje masažera ili prejaki pritisak može uzrokovati modrice.
- Držite masažer dalje od kose, prstiju i lica.
- Nemojte blokirati dovod zraka za hlađenje motora uređaja.
- Proizvod treba čuvati na suhom mjestu jer ulazak vlage i vode može dovesti do trajnog oštećenja proizvoda.

- Pažljivo provjerite stanje proizvoda prije svake uporabe. Ako primijetite bilo kakve abnormalnosti, odmah prestanite koristiti proizvod.
- Nemojte sami popravljati ili modificirati uređaj.
- Ovaj priručnik sadrži važne informacije, stoga ga sačuvajte za buduću upotrebu.